

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/only-hot-ogrzewacze-do-palcow-u-nog-toe-warmer-p-2239.html>

ONLY HOT - Ogrzewacze do palców u nóg TOE WARMER



Cena	9,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SS200-00108
Kod EAN	8033355780275

Opis produktu

ONLY HOT - Ogrzewacze do palców u nóg TOE WARMER

Jak to działa?

W niskich temperaturach odzież, rękawice, najlepsze buty czy skarpety nie zawsze zadbają o Twój komfort ciepły. Kończyny takie jak dłonie, stopy i palce stóp są szczególnie narażone na odmrożenia czy przemrożenia, które mają swoje fatalne następstwa. W przypadku odmrożenia dochodzi do zamarznięcia niektórych tkanek co powoduje uszkodzenia mniejszych naczyń krwionośnych. To z kolei prowadzi do upośledzenia krążenia krwi i obumarcia komórek na obszarze dotkniętym odmrożeniem. Bezpośrednią przyczyną obumarcia komórek jest ich niedotlenienie. W cięższych przypadkach niska temperatura może spowodować odmroźliny, czyli przemrożenia. Wówczas narażone na zimno części ciała stają się czerwone, bolesne i obrzęknięte.

Ogrzewacze **ONLY HOT®** są najskuteczniejszą formą prewencji przed przemrożeniem lub w skrajnym przypadku odmrożeniem. Poduszki ciepłe są wykonane z naturalnych, przyjaznych dla środowiska substancji, takich jak:

- **Zredukowany proszek żelaza [FE]** - odpowiada za wydzielanie ciepła w procesie utleniania [kontakt tlenu z proszkiem],
- **Węgiel aktywowany** - odpowiada za absorpcję tlenu, dzięki któremu proszek żelaza wytwarza ciepło,
- **Sól kuchenna** - przyspiesza utlenianie żelaza dzięki czemu niemal natychmiast po otwarciu ogrzewacza czuć wydobywające się ciepło,
- **Mineralny wermikulit** - odpowiada za utrzymania odpowiedniego stężenia wilgoci w podgrzewaczu.

Natychmiast po rozerwaniu opakowania aktywowane jest uwalnianie ciepła. Dzieje się tak poprzez kontakt proszku żelaza i tlenu - efekt utleniania. Perforacja [membrana] celulozowej włókniny każdego podgrzewacza zapewnia prawidłową dostawę tlenu, a tym samym zapewnia idealnie i równomierne rozprzestrzenianie się ciepła tak by ogrzewacz działał 6 - 10 godzin. Generowana temperatura podgrzania produktów **ONLY HOT®** regulowana jest dzięki mikroporowatej włókninie i zapobiega przegrzaniu się produktu i ryzyku poparzenia. W zależności od rodzaju podgrzewacza osiąga on temperaturę między 50 a 70 stopni.

- **Przeznaczenie:** stopy, palce u nóg
- **Czas grzania:** minimum 9 godzin
- **Wymiary opakowania:** 14x10x0,5 cm
- **Zawartość opakowania:** 2 saszetki
- **Waga:** 33 g

